

INSTRUÇÃO DE USO – REATON PLUS

11141SY.

Referência do produto

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Pronto para uso. Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado.

DESCRIÇÃO: Este produto deve ser utilizado somente em equipamentos de hematologia (contadores de células) fabricados pela Sysmex.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros diluentes durante o uso.

INFORMAÇÃO: O reagente só deve ser utilizado em conjunto com os hemolisantes e o detergente nos equipamentos indicado no tópico "Descrição".

GARANTIA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório.

FINALIDADE:

uso em diagnostico "*in vitro*".
Solução eletrolítica balanceada utilizada como na contagem diferencial, determinação e distribuição de células sanguíneas.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMIÇÃO/REVISÃO

EMIÇÃO: 08/09/2021

REVISÃO: 02

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Set/2026

Revisão: 01

Elaboração: Samuel L. A. Barbosa

Revisor: Honório Augusto Reis Armond

Aprovação: Marcelo César Figueiredo