

INSTRUÇÃO DE USO – VIXCLEAN SOLUÇÃO DE LIMPEZA SY

13082SY

Referência do produto

FINALIDADE:

Uso em diagnostico "in vitro".
Desproteinizante para
analísadores automáticos Cobas
Mira. Limpeza de Probe.

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Não retirar da embalagem original.
Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado. Temperatura 15-30°C. Manusear com uso de EPI.

DESCRIÇÃO: Este produto deve ser utilizado somente em aparelhos analisadores automáticos e semi-automáticos de bioquímica COBAS.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros detergentes durante o uso.

GARANTIA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMIÇÃO/REVISÃO

EMIÇÃO: 10/01/2023

REVISÃO: 01

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Set/2026

Revisão: 01

Elaboração: Samuel L. A. Barbosa

Revisor: Honório Augusto Reis Armond

Aprovação: Marcelo César Figueiredo